



Módulo Temperatura


Manual operativo de usuario v.1.0

1. Ingresar al módulo temperatura

En el listado de pacientes, visualice la columna **Temp** y pulse en el botón **Añadir**.

Sexo	Edad	Temp	F.C.	F.R.	T.A.	GL	SpO2	Oxigenoterapia	Sintomas	Días	PCR	PDR	TAC	Chat
M.	36	Añadir	Añadir	Añadir	Añadir	Añadir	Añadir	Añadir	Añadir	0	Añadir	Añadir	Añadir	

Esta acción despliega una ventana flotante que le mostrará los distintos valores de temperatura que se le han agregado al paciente. Si el paciente no posee registros, la ventana se mostrará de la siguiente forma:



Temperatura

Nuevo valor +

Fecha	Valor	Observación	Acción
Sin registros			

Cerrar

De lo contrario se le mostrará de la siguiente forma:



Temperatura


Nuevo valor +

Fecha	Valor	Observación	Acción
Feb/7 a las 4:08:9 pm	37°C	Paciente estable	-
Feb/7 a las 4:07:38 pm	38°C		-
Feb/7 a las 4:07:28 pm	36°C		-

Cerrar

2. Agregar nuevo valor

Para agregar al paciente un nuevo valor de Temperatura, pulse en el botón **Nuevo valor +**, en la parte superior del listado, para visualizar el formulario de registro:



Fecha	Valor	Observación	Acción
Sin registros			

Cerrar

Al pulsar en **Nuevo Valor +**, se le muestra el siguiente formulario:



Nuevo valor

dd/mm/aaaa --:-- ----

Observación

Agregar

Regresar


En el formulario, ingrese:

1. Nuevo valor (*obligatorio*).
2. Fecha y Hora del valor (*opcional*)
3. Observación (*opcional*)

Nota: Si no ingresa fecha y hora, automáticamente el sistema le asigna la hora y fecha actual al registro. (Valide que el computador en donde esté usando PatientCare tenga estos valores actualizados, para que el valor no sea errado).

Finalmente, pulse el botón verde **Agregar**, para registrar, o **Regresar**, si desea cancelar el registro. Cualquiera de las dos acciones, le llevará al listado de temperaturas del paciente.

3. Eliminar registro.

En el listado de temperaturas del paciente, pulse en el botón rojo  al final de la fila que desea eliminar.



Fecha	Valor	Observación	Acción
Feb/7 a las 4:08:9 pm	37°C	Paciente estable	
Feb/7 a las 4:07:38 pm	38°C		
Feb/7 a las 4:07:28 pm	36°C		

Pulse en **Aceptar**, en la siguiente pregunta, y el listado se mostrará sin el valor eliminado.

127.0.0.1:8000 dice

¿Seguro que desea eliminar este registro?

Aceptar





Cancelar



Fecha	Valor	Observación	Acción
Feb/7 a las 4:07:38 pm	38°C		
Feb/7 a las 4:07:28 pm	36°C		

4. Color de valores:

El color de los valores de temperatura dependerá del rango en que se encuentren:

Color	Descripción	Rango (C°)
	Frio	Menor a 30.4
	Estable	Entre 30.5 y 37.5
	Intermedio	Entre 37.6 y 37.9
	De cuidado	Mayor a 38

5. Salir del módulo Temperatura

Pulse en el botón **Cerrar** de la parte inferior de la ventana flotante, para volver al listado de pacientes.

Centro Médico Docente
La Trinidad

Temperatura ?

Nuevo valor **+**

Fecha	Valor	Observación	Acción
Feb/7 a las 4:07:38 pm	38°C		-
Feb/7 a las 4:07:28 pm	36°C		-

Cerrar